

Протокол итогов

город Каражал

«30» августа 2023г

1. Организатор КГП «Центральная больница г. Каражал» г. Каражал, Хамита Тоимбекова, 17, провел закупки лабораторных реагентов по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, осуществляемые способом запроса ценовых предложений.
 Общая сумма, запланированная для закупки, по объявлению: 4 242 634,00 (четыре миллиона двести сорок две тысячи шестьсот тридцать четыре) тенге (00) тиын

Количество лотов: 7

№	Наименование товара	Ед изм	Кол-во	Цена	Сумма	Тех описание
1	DILUID III DIFF \ ISOFLUX (Разбавитель 20 литров)	канистра (20л.)	12	37 084	445 008,00	<p>Специально профильтрованная жидкость для разбавления крови, предназначенная для использования при подсчете и определении размеров клеток.</p> <p>Предназначен для in vitro исследования образцов, полученных из человеческого организма.</p> <p>Реагент предназначен для автоматического гематологического анализатора закрытой системы MS4S, способных контролировать трехкомпонентные дифференцированные лейкоциты, на основании принципа импеданса диафрагмы и электронной настройки для работы при осмоляльности 330 ± 20 мОсм/кг</p> <p>Реагент используется для разбавления цельной крови до подсчета и определения размеров RWC (эритроцитов), PLT(тромбоцитов) и WBC (лейкоцитов). Содержание реагента поддерживает стабильность RWC, PLT и WBC при</p>

						<p>подсчете. Упаковка 20 литров в кубическом контейнере. Наличие паспорта к использованию данного анализатора обязательно, в инструкции от производителя должно быть указана что данный реагент можно использовать на данном анализаторе.</p>
2	TRANSFLUX(Моющее средство 5 литров)	канистра (5л.)	10	25 823	258 230,00	<p>Чистящее средство, подходящее только для автоматических анализаторов клеток крови MS4S закрытого типа. Этот реагент позволяет производить очистку/полоскание прибора. Канистра 5 литров. Состав элементов: Протеолитический фермент (<1 %) Неионогенный детергент (<1 %) Денатурированный спирт (< 3 %) Краситель Консервант. Должен быть паспорт безопасности для работы на приборе MS4S и инструкция в которой указана что данный реагент подходит к анализатору MS4S. Срок годности закрытого флакона 3 года с даты изготовления. Срок годности открытого флакона 120 дней.</p>

3	АСТИ-DIFF(Лизирующий реагент 1,2 литр)	флакон (1,2л.)	12	80 925	971 100,00	<p>Лизирующее средство, подходящий только для автоматических анализаторов клеток крови MS4S закрытого типа. Этот реагент позволяет разрушать (гемолиз) эритроциты крови, стабилизировать гемоглобин и зародышевые лейкоциты с целью их дифференцировки на Лимфоциты, Моноциты и Гранулоциты. Реагент является лизирующим средством, предназначенным для подсчета лейкоцитов, гемоглобина и 3- (3 вида) или даже 5- (5 видов) лейкоцитов, связанных с ЕОДИФФ. Измерение основано на принципе импедансометрии. Фасовка 1,2 литр во флаконе, идет совместно с картой администратора для работы. Срок годности закрытого флакона 3 года с даты изготовления. Срок годности открытого флакона 120 дней. Состав состоит из следующих элементов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Четвертичный аммоний (<3%) • цианид калия (<0,5%) • Консервант <p>Должна быть инструкция от производителя что данный реагент подходит к анализатору MS4S.</p>
---	--	----------------	----	--------	---------------	---

4	ЕО- DIFF(Лизирующий реagent для Eosino. 5 литров)	канистра (5л.)	12	71 097	853 164,00	<p>лизирующее средство, подходящее только для автоматических счетчиков-анализаторов клеток крови MS4S закрытого типа. Этот реagent позволяет разрушать все клетки крови, за исключением эозинофилов, лейкоцитов, гранулоцитов.</p> <p>Фасовка: 5 литров во флаконе. ЕОДИФФ® - это диагностический прибор in vitro, предназначенный для использования медицинскими работниками и только в сочетании с кондуктометрическими гематологическими приборами MS4S закрытого типа. Состав: фосфатный буфер (<1%) \ Неионное моющее средство (<5%) \ Консервант. Должен быть паспорт безопасности для работы на приборе MS4S, а также инструкция от производителя что данный реagent подходит к анализатору MS4S. Срок годности закрытого флакона 3 года с даты изготовления. Срок годности открытого флакона 120 дней.</p>
---	--	-------------------	----	--------	---------------	--

5	ПРОМЫВКА(Концентрат для 10 литров)	флакон	10	29 288	292 880,00	<p>ополаскивающее средство, подходящее только для автоматических анализаторов клеток крови MS4S. Фасовка: 2 литра во флаконе. "то изделие in vitro диагностики, предназначенное для использования медицинскими работниками и только в комбинации с кондуктометрическими гематологическими приборами MS4S. Состав: Моющее средство (<0,6%) \ консервант (<1%). Срок годности закрытого флакона 3 года с даты изготовления. Срок годности открытого флакона 120 дней. Наличие паспорта к использованию данного анализатора обязательно, в инструкции от производителя должно быть указана что данный реагент можно использовать на данном анализаторе.</p>
6	Контрольная кровь CBC-3D (3 уровня) 3 фл	набор	24	56 141	1 347 384,00	<p>Контрольная кровь R&D CBC-3D состоит из стабилизированных эритроцитов, частиц латекса, заменяющих лейкоциты, тромбоцитов животных и пр. Стабильность закрытого флакона 105 дней, открытого флакона 14 дней. Наличие паспорта к использованию данного анализатора обязательно, в инструкции от производителя должно быть указана что данный реагент можно использовать на</p>

						данном анализаторе. Фасовка 3 флакона
7	Чистящий расвор (250 мл)	флакон (250 мл.)	3	24 956	74 868,00	МОЮЩИЙ РАСТВОР - это мощное чистящее средство, подходящее только для автоматических анализаторов клеток крови MS4S закрытого типа. Этот реагент позволяет производить очистку/полоскание прибора. Флакон 250 мл, рассчитан для 10 литров промывки. Имеется паспорт безопасности для работы на приборе MS4S. Срок годности закрытого флакона 3 года с даты изготовления. Срок годности открытого флакона 120 дней. . Наличие паспорта к использованию данного анализатора обязательно, в инструкции от производителя должно быть указана что данный реагент можно использовать на данном анализаторе.
					4 242 634,00	

2. Обоснование применения данного способа:




На основании Постановления Правительства РК «7» июня 2023 года №110 (Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг) (ГОБМП).

Комиссия рассмотрела документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

Лот № 1,2,3,4,5,6,7.

Предоставлены следующие ценовые предложения от данного поставщика:

№ лота	Наименование лота	Наименование поставщика	БИН поставщика	Запланированная сумма	Ценовое предложение поставщика
1.	DILUID III DIFF \ ISOFLUX (Разбавитель 20 литров)	TOO "KAZMEDE Q.KZ"	140 340 00 454	445 008.00	444 960.00
2.	TRANSFLUX(Моющее средство 5 литров)	TOO "KAZMEDE Q.KZ"	140 340 00 454	258 230.00	258 200.00
3.	АСТІ-DIFF(Лизирующий реагент 1,2 литр)	TOO "KAZMEDE Q.KZ"	140 340 00 454	971 100.00	971 040.00
4.	ЕО-DIFF(Лизирующий реагент для Eosino. 5 литров)	TOO "KAZMEDE Q.KZ"	140 340 00 454	853 164.00	853 080.00
5.	ПРОМЫВКА(Концентрат для 10 литров)	TOO "KAZMEDE Q.KZ"	140 340 00 454	292 880.00	292 800.00
6.	Контрольная кровь СВС-3D (3 уровня) 3 фл	TOO "KAZMEDE Q.KZ"	140 340 00 454	1 347 384.00	1 347 360.00
7.	Чистящий расвор (250 мл)	TOO "KAZMEDE Q.KZ"	140 340 00 454	74 868.00	74 850.00

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
И.о. директора	Кабулов А.К.	
Заведующая центром АПП	Оразбекова Д.Н.	
И.о. главного бухгалтера	Сембекова Н.Т	
Юрист	Тукубаев Д.Б.	
Фармацевт	Шайхина Л.С.	
Старший лаборант	Ануарова И.М.	
Бухгалтер по госзакупкам, секретарь комиссии	Баймагамбетова К.М.	